

Comfort Sling & Comfort Sling High



als Tagesgurt geeignet

ungeteilte Sitzfläche

komfortabel



Comfort Sling Soft High
Art. Nr. 25069



Comfort Sling Soft
Art. Nr. 25064

Unser Comfort Gurt wurde speziell entwickelt, um dem Patienten/Pflegebedürftigen größten Komfort und ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Die ungeteilte Sitzfläche ermöglicht eine gleichmäßige Gewichtverteilung, wodurch der Druck stark reduziert wird. Dadurch ist der Gurt eine gute Wahl für Patienten/Pflegebedürftige, die unter Schmerzen leiden oder druckempfindlich sind. Dieser Gurt ist mit oder ohne Kopfstütze erhältlich.

Einzigtartiges Material

Unser Comfort Gurt ist aus Soft Air Mesh Material gemacht. Dies ist ein exklusives Material von Human Care. Das weiche Material ist die optimale Wahl für Patienten/Pflegebedürftige, die unter Schmerzen leiden oder druckempfindlich sind. Da das Material sehr hautverträglich ist, kann der Patient/Pflegebedürftige auch über einen längeren Zeitraum auf dem Gurt verweilen.

Funktionelles Design

Unser Comfort Gurt hat keine störenden Verstärkungen oder Handgriffe und verfügt über eine ungeteilte Sitzfläche, die die gleichmäßige Gewichtverteilung ermöglicht. Dadurch wird der Druck reduziert und der Komfort für den Patienten/Pflegebedürftigen erhöht. Unser Comfort Gurt ist in zwei

Ausführungen erhältlich - mit niedrigem Rückenteil oder mit hohem Rückenteil und zusätzlicher Kopfstütze.

Einfache Pflege und Anpassung

Unsere Hebegurte werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Sie verfügen über verstärkte Schlaufen und der Hebegurt ist mit extrem festem Nylongewebe ummantelt, damit er auch bei intensivster Nutzung robust und widerstandsfähig ist. Jedes Hebegurtticket trägt einen Farbcode, um eine schnelle und einfache Auswahl des richtigen Hebegurts zu gewährleisten. Die Schlaufen sind ebenfalls mit einem Farbcode versehen, um die erforderliche Positionierung einfach festlegen zu können.



Gehhilfen



Pflegebetten



Hebelösungen



Hygiene



Pflegestühle

Accessories



Verlängerungsschlaufen
Zur Erweiterung des Gurtes, um die Hebeposition zu ändern oder Beinteile zusammenzuhalten. Verschiedene Längen erhältlich.
Art.-Nr.: 21180-*



Beinpolsterung und Stützen
Beinpolsterung und Stützen - ideal für druckempfindliche Patienten.
Art.-Nr.: 21146-S, M, L
Verstärkte Stützen
Einheitsgröße Art.-Nr.: 25102



gepolsterte Abdeckung
Schützt den Patienten vor Verletzungen mit dem Hebebügel. Nicht zur Verwendung in feuchter Umgebung.
Art.-Nr.: 50866



Hebebügel für 2-, 3- oder 4-Punkt-Aufhängung
Artikel-Nr. 57551, 55764 (2- oder 3-Punkt-Schnellspanner), 55619 (4-Punkt-Anbringung Beinhaken)

Anwendung




Transfer in das / aus dem Bett
Geeignet für Transfers und Positionierung zu und von einem Bett. Der Patient kann für kurze Zeit auf dem Gurt verweilen.



Transfer auf den / vom Stuhl
Geeignet für Transfers und Positionierung zu und von einem Stuhl. Der Patient kann für kurze Zeit auf dem Gurt verweilen.



Transfer um und vom Fußboden
Für das Anheben vom Boden konzipiert.




Geeignet zum Be- und Entkleiden
Das Be- und Entkleiden ist in diesem Gurt möglich.

Pflege und Eigenschaften



Soft Air Mesh
Leichtes, kühlendes und atmungsaktives Material. Geeignet für Patienten/ Pflegebedürftige mit empfindlicher Haut.



Pflegehinweise
Pflegehinweise auf dem Etikett beachten. Verwenden Sie beim Waschen einen geeigneten Wäschesack.

Technische Spezifikationen

Part Number	Größe	Farbe	Art nr: 25064			Art nr: 25069				
			A	B	C	A	B	C		
Comfort Sling	Comfort Sing High									
25064-JM	25069-JM	Junior Medium		76cm / 30"	73cm / 28.7"	90cm / 35.4"	76cm / 30"	73cm / 28.7"	111cm / 43.7"	
25064-S	25069-S	Small		76cm / 30"	80cm / 31.5"	100cm / 39.3"	76cm / 30"	80cm / 31.5"	122cm / 48"	
25064-M	25069-M	Medium		86cm / 33.9"	90cm / 35.4"	110cm / 43.3"	86cm / 33.9"	90cm / 35.4"	134cm / 52.8"	
25064-L	25069-L	Large		96cm / 37.8"	105cm / 41.3"	116cm / 45.7"	96cm / 37.8"	105cm / 41.3"	139cm / 54.7"	
25064-XL	25069-XL	Extra Large		106cm / 41.7"	118cm / 46.5"	120cm / 47.2"	106cm / 41.7"	118cm / 46.5"	145cm / 57.1"	
Maximum User Weight	300kg / 660 lb									

* in verschiedenen Längen erhältlich: 10cm/3.9" (21180-10), 15cm/5.9" (21180-15), 20cm/7.8" (21180-20), 25cm/9.8" (21180-25), 35cm/13.7" (21180-35)



Wir bieten Bewegungsfreiheit und exzellente Pflegequalität.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com