



zuverlässig

Höchstgewicht 230 kg

großer Hubbereich



Für bequemen und sicheren Transport

Diana II Comfort ist ein stabiler, elektrisch bedienbarer Hebelifter mit einem hohen Benutzergewicht, sodass Personen bis 230 kg beim Heben bequem unterstützt werden können. Mit unserem umfangreichen Sortiment an Hebegurten können wir jegliche gewünschte Versorgung ermöglichen.



Diana II Comfort bietet der Pflegekraft bei Hebevorgängen aus dem Bett, von und zum (Roll-)Stuhl, von und zur Toilette und vom Boden optimale Unterstützung. Aufgrund der hohen Belastbarkeit, des großen Hubbereichs und des verstellbaren Sitz- / Liegebügels kann nahezu jeder Patient/ Pflegebedürftige optimal versorgt werden.

Dank des Spreizfahrwerkes lässt sich der Hebelifter dicht vor einem Stuhl bzw. einer Toilette positionieren, um möglichst nahe am Patienten/Pflegebedürftigen zu sein und einen möglichst ergonomischen Transfer zu bieten. Der Anwender hat die Wahl zwischen einer mechanischen und einer elektrischen Fahrwerksspreizung. Dank der großen und hochwertigen Lenkrollen ist der Hebelifter leicht zu manövrieren. Diese und viele andere Faktoren machen Diana II Comfort zu einem nachhaltigen Qualitätsprodukt.



Das Heben mit dem Sitz- / Liegebügel ermöglicht es, den Patienten/ Pflegebedürftigen in die gewünschte Liege- oder Sitzposition zu bringen. Mit dem manuellen Sitz- / Liegebügel kann der Patient/ Pflegebedürftige in drei verschiedene Positionen gebracht werden: Liegen, Halbsitzen und Sitzen. Für maximalen Komfort empfehlen wir den elektrischen Sitz- / Liegebügel, der eine stufenlose, ruckfreie Positionierung ermöglicht. Durch die optimale Konstruktion des Lifters ist eine 360° Drehung des Patienten/ Pflegebedürftigen möglich.

Optimale Unterstützung bietet die Kombination von Diana II Comfort mit einem unserer Hebegurte. Einzigartig an unseren Hebegurten ist die Befestigung mittels E-Clip. Der universelle E-Clip ist eine bewährte Befestigung für einen Hebegurt an einem Hebelifter, mit der das Fehlerrisiko deutlich verringert wird. Unsere Hebegurte bieten eine optimale Unterstützung für besonders zuverlässigen, bequemen und sicheren Transport.



Mobilitätshilfen



Pflegebetten



Hebelösungen



Hygiene



Umwandelbare Stühle

Zubehör



Körperformgurt mit Kopfstütze

Bietet einen bequemen und sicheren Patiententransport. Befestigt durch sichere E-Clips.
25010C-X (25005C-X in Netz)



Columbus-Körperformgurt mit Kopfstütze

Bietet einen bequemen und sicheren Patiententransport. Zusätzliche Polsterung im Bereich der Sitzfläche. Befestigt durch sichere E-Clips.
Artikelnr. 25040C-X



Toilettengurt

Bequemer und robuster Toilettengurt. Ideal für den Transport des Kunden zur und von der Toilette.
Artikelnr. 25085C-X



Bügelpolsterung

Möglichkeit zur Abdeckung des Bügels, optional.
Artikelnr. 50866

Verwendung



Heben in das/aus dem Bett

Bietet dem Pflegepersonal Unterstützung beim Heben aus dem Bett und hilft beim Positionieren im Bett.



Zum und vom Stuhl

Geeignet für den Transport zu einem Roll- bzw. Stuhl und zur besseren Positionierung.



Anheben vom Boden

Ermöglicht die Aufnahme des Patienten/Pflegebedürftigen vom Boden.



Toilettengang

Geeignet für den Transport zur und von der Toilette.

Merkmale



Lenkrollen

2 Lenkrollen mit Bremse (Ø 125 mm, hinten) und 2 doppelte Lenkrollen ohne Bremse (Ø 100 mm, vorne).



Handbedienung

Selbsterklärende Handsteuerung, einfach zu bedienen, ergonomisches Design.



Verriegelung

Die Drehverriegelung des elektrischen Sitz-/Liegebügels sorgt für zusätzliche Sicherheit.



Akku

Extern wiederaufladbarer Akku.

Technische Daten

Spezifikationen	Diana II Comfort 4ESB 90560	Diana II Comfort 4MSB 90559
Länge Fahrgestell	1300 mm	1300 mm
Breite Fahrgestell	670 mm	670 mm
Höhe Mast	1350 mm	1350 mm
Min. Breite Spreizfahrwerk (innen/außen)	520 - 670 mm	520 - 670 mm
Max. Breite Spreizfahrwerk (innen/außen)	1030 - 1180 mm	1030 - 1180 mm
Höhe Schiebegriff	950 - 1270 mm	950 - 1270 mm
Wendekreis	1440 mm	1440 mm
Durchmesser Rollen	125 mm (hinten, mit Bremse), 100 mm (vorne)	125 mm (hinten, mit Bremse), 100 mm (vorne)
Höhe Fahrgestell	115 mm	115 mm
Hubbereich	680 - 1960 mm	680 - 1960 mm

Spezifikationen	Diana II Comfort 4ESB 90560	Diana II Comfort 4MSB 90559
Max. Hubkraft	230 kg	230 kg
Gewicht Produkt	66 kg (inklusive 4ESB)	66 kg (inklusive 4MSB)
Bügel Neigungswinkel	-17 bis +42 Grad	13, 29, 45 Grad
Bügel Drehung	360 Grad mit Verriegelung	360 Grad
Akku (inklusive Ladekabel)	Kapazität 2,9 Ah	Kapazität 2,9 Ah
Rahmenmaterial	pulverbeschichteter Stahl	pulverbeschichteter Stahl
Notabsenkung	Ja	Ja
Handbedienung	hoch/runter, Spreizfahrwerk, Batteriestatus, Serviceanzeige	hoch/runter, Spreizfahrwerk, Batteriestatus, Serviceanzeige
Zertifizierung	CE, ISO 10535	CE, ISO 10535



Wir bieten Bewegungsfreiheit und exzellente Pflegequalität.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE GERMANY

Industriestraße 13, Gebäude 1/9
63755 Alzenau
+49 (0) 6023 994 936 8
infode@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
10 K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com