



**Unser Roomer S Deckenlifter ist ein portabler Lifter, der die Möglichkeit bietet, einen Patienten von einem Raum in einen anderen zu transferieren, ohne irgendeine Modifikation an den Türstürzen vornehmen zu müssen.**



#### **Eine angenehme Erfahrung**

Der Roomer S bietet einen optimalen Komfort, wenn er mit unserem Gurtprogramm kombiniert wird. Die Raum-zu-Raum Funktion reduziert die Anzahl der benötigten Lifter und minimiert die Belastung für Patient und Pflegekraft. Er bietet einen sanften Transfer durch eine konstante Hubgeschwindigkeit, unabhängig von Gewicht und Position des Patienten und macht so aus dem Hubvorgang eine angenehme Erfahrung. Der Lifter hat eine Gewichtskapazität von 220kg/484lb und kann mit einem 2, 3 oder 4-Punkt Bügel verwendet werden.

#### **Einzigartiges Design**

Da keine Änderung an den Türöffnungen erforderlich ist, eignet sich der Roomer S für Räume mit Schiebe- oder Brandschutztür. Das macht die Installation einfach.

Das einzigartige Design macht Drehscheiben und Weichen überflüssig. Für den Roomer S ist ein Drehbügel mit Sicherheitsverschluss in zwei unterschiedlichen Breiten verfügbar, die für die meisten Hebesituationen geeignet sind. Die Ladung kann für optimale Effizienz über die Handbedienung erfolgen.

#### **Intelligentes Liftsystem**

Der Roomer S verfügt über eine erweiterte Technologie-Plattform, die die Verfolgung der Liftnutzung und Visualisierung der gesammelten Daten ermöglicht. Die gespeicherten Daten können durch unseren Servicetechniker auf einem Tablet oder Computer abgerufen werden. Detaillierte Informationen können direkt angezeigt oder auf andere Medien exportiert werden, um zusätzliche Analysen vorzunehmen.

## Zubehör



### Drehbügel

Schnellverschluss für optimalen Komfort. Bestellung separat.  
 Artikelnr.:  
 55751 (45 cm)  
 55764 (55 cm)



### Elktr. Sitz-Liegebügel

Stufenloses, gleichmäßiges Anheben. Zum Einsatz von Gurten mit Klipsaufhängung.  
 Artikelnr.: S 92441, M 92442, L 92443



### Handbedienung

2 Geschwindigkeiten mit Auf/Ab Modus. Eingang für Ladegerät und USB-Schnittstelle.  
 Wasserschutzklasse: IPX5  
 Artikelnr.: 71457



### Abdeckcover

Schützt den Benutzer vor Verletzungen. Bestellung separat.  
 Artikelnr.: 50866



### Ladegerät mit Halterung

Einfach an der Wand zu montieren.  
 Artikelnr.: 50899



### Fangstücke / Drehscheiben

Bietet zusätzliche Optionen für das Schienensystem.  
 Artikelnr.:  
 55721 (Fangstück),  
 91884 (Drehscheibe)



### 4-Punkt Aufhängung

Ermöglicht die Gurteinhängung an vier Aufnahmepunkten.  
 Artikelnr.: 55619



### Distanzgurt

Stabiles Nylongewebe mit Metallhaken. Verlängert den Zuggurt bis 100 cm.  
 Artikelnr.: 20124-xx (Länge angeben)



### Zusätzliches Bedienfeld

Bedienfeld auf der Rückseite des Lifters für die Not-Aus Funktion. Im Lieferumfang enthalten.



### Transportwagen

Vereinfacht den Transport des Lifters zwischen den Räumen. Bequeme Aufbewahrung der Gurte.  
 Artikelnr.: 50346



### Waage

Medizinische Waage. Maximale Kapazität: 320 kg. ISO und EN konform.  
 Artikelnr.: 50348



### Intelligentes Liftsystem

Intelligente, Cloud basierende Technologieplattform, die die Speicherung von Daten ermöglicht.  
 Im Lieferumfang enthalten.

## Technische Daten

Beschreibung	RoomerS
Artikelnr. (Lifter)	55300H
Artikelnr. (Bügel)	55751 (45 cm) 55764 (55 cm)
Abmessungen (BxHxL)	40cm x 16 cm x 30 cm
Belastbarkeit	220 kg
Gewicht des Lifters	9,9 kg
Gewicht des Bügels	1,3kg (55751), 1,5kg (55764)
Batterie	2,3Ah, 2x12V
Ladegerät	Eingang: 100-240V, AC 50 -60 Hz Ausgang: 27.8V, 0.8A DC
IP Klasse	Lift: IPX4 Handbedienung: IPX5
Hubhöhe	Hubhöhe: 208 cm
Hubgeschwindigkeit	Hubgeschwindigkeit: 1,8 m/Min. – 3 m/Min.
Zulassung	ROHS-2 Zulassung, getestet und zugelassen nach ISO 10535:2006 ETL gelistet
Notablass	elektronisch und mechanisch

This product is manufactured in accordance with all relevant ISO standards.



Learn more about this product



### Follow Us on Social Media



facebook.com/humancareworld



instagram.com/humancaregroup



linkedin.com/company/human-care-ab



pinterest.com/humancaregroup



youtube.com/channel/UC7fjiNh3zTjRx0P1IDf20a0