

Cosmos

Innovatie met eenvoud in focus.



reddot winner 2024



Dubbele functionaliteit

- kan worden gebruikt als stationaire en als verplaatsbare plafondlift



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.



reddot winner 2024

"Cosmos-plafondlift heeft een goed doordacht ontwerp dat de dagelijkse taken van zorgverleners vereenvoudigt."

- Motivatie van de Reddot Design-jury

- Eenvoudig te installeren.
- Lithiumbatterij.
- Het modulaire ontwerp aan de binnenkant zorgt dat onderdelen snel en eenvoudig vervangen kunnen worden.
- Compatibel met verschillende bestaande railsystemen.
- Ontwikkeld volgens de nieuwste ISO-norm - ISO 10535:2021.
- In-Rail Charging (IRC) optie beschikbaar.



Klein en licht met een geïntegreerde handgreep, waardoor deze gemakkelijk te dragen is.

In-Rail Charging (IRC) optie is beschikbaar voor automatisch opladen.

Cosmos is ontwikkeld voor gebruik in vochtige en natte omgevingen. De cassette heeft een zeer hoge weerstand tegen vocht (IP25) en de handbediening is volledig waterbestendig (IP27).



Een uniek Quick connect systeem waarmee de lift gemakkelijk aan de railroller te bevestigen en ook weer los te maken is. Bovendien kunnen de jukken in een handomdraai verwisselend worden.



Bekijk de video hier:



De Cosmos is ook beschikbaar met een 4-punts kanteljuk in 3 verschillende breedtes voor gebruik met een e-clip tilband.



Innovatie met eenvoud in focus.

Onze nieuwste plafondlift, Cosmos, is ontworpen en ontwikkeld met focus op hoge kwaliteit, totale eigendomskosten en gebruiksgemak. In het ontwikkelingsproces hebben we meerdere belanghebbenden betrokken, zoals verzorgers, eindgebruikers, servicemonteurs en management om ervoor te zorgen dat de lift aan hun respectievelijke behoeften tegemoet zou komen. Deze nieuwe lift is licht en compact met dubbele functionaliteit, Cosmos kan gebruikt worden als een verplaatsbare als een stationaire lift —eenvoud op zijn best.

De Cosmos lift heeft een modern Scandinavisch ontwerp dat geschikt is voor een breed scala aan zorginstellingen en vormt een harmonieus geheel met het plafond.

Als u de lift in een andere kamer wilt gebruiken, gaat het dragen heel gemakkelijk door het geïntegreerde handvaten het lage gewicht van 6 kg. Het wisselen tussen stationaire lift en een verplaatsbare lift gaat snel en eenvoudig - draai hem gewoon om! Het gemak van het verplaatsen van de lift en de dubbele functionaliteit maakt het mogelijk om het aantal plafondliften dat nodig is in een faciliteit te verminderen en daardoor geld te besparen.

Cosmos kan worden gebruikt in natte omgevingen zoals douchen en baden. De cassette heeft een zeer hoge weerstand tegen vochtigheid (IP25). De handbediening is volledig waterbestendig (IP27) - wat betekent dat u de bediening in een bad vol water kunt laten vallen zonder de functionaliteit te beïnvloeden. Bovendien heeft de handbediening een intuïtief ontwerp, met slechts een paar knoppen en duidelijke indicatoren voor batterijniveau, onderhoud en waarschuwingen.

In de lift zit een krachtige en duurzame lithiumbatterij die gemakkelijk kan worden opgeladen via de handbediening, hetzij door de kabel of de oplaadhouder. De In-Rail Charging

(IRC) optie is beschikbaar, die automatische opladen mogelijk maakt door een geïntegreerd laadsysteem in de rail.

Human Care biedt een breed scala aan railrollers die kunnen worden gecombineerd met de Cosmos-lift, waardoor deze geschikt is voor rails van andere fabrikanten. Dit betekent dat u uw huidige rails kunt behouden bij het upgraden naar een nieuwe vloot Cosmos-liften. We hebben ook een uitgebreid assortiment jukken, zodat u ze kunt combineren met de meest geschikte lussen- of clip-tilband voor de cliënt.

Alle aspecten van Cosmos zijn ontwikkeld met veiligheid en kwaliteit in het achterhoofd voor de eindgebruiker, zorgverleners en service monteurs. De lift voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen en is eenvoudig te gebruiken. Service monteurs zullen het onderhoudsgemak waarderen omdat alle interne componenten gemakkelijk toegankelijk zijn. Het modulaire ontwerp maakt het vervangen van onderdelen snel en eenvoudig. Het is eenvoudig om de liftstatus te controleren via de data- en servicetoepassing.

Door een intuïtief product met dubbele functionaliteit aan te bieden dat draagbaar en eenvoudig te onderhouden is, hebben we de totale eigendomskosten (TCO) tot een



Lift:

Cosmos 150, SWL; 150kg	art. nr: 56100 of 56105 (IRC) - {Landcode*}
Cosmos 220, SWL; 220kg	art. nr: 56110 of 56115 (IRC) - {Landcode*}
Cosmos 272, SWL; 272kg	art. nr: 56120 of 56125 (IRC) - {Landcode*}

(IRC) = In-Rail Charging

Specificaties, alle modellen

Afmetingen (H x L x B)	28,3 cm x 15,4 cm x 24,4 cm
Gewicht	6 kg
Lengte liftband	215 cm
Batterij	25,2 V, DC 4,8 Ah (1x) lithium-ion
Batterijlader	GlobTek GTM96605-G2**** (100-240V, 50-60Hz, 1,5A)

Accessoires (apart te bestellen)



Kanteljuk

e-clip tilband

4 punts mechanisch kanteljuk,
Small art. nr: 92441

4-punts elektrisch kanteljuk,
Medium art. nr: 92442
Large art. nr: 92443

De Cosmos kan ook worden gebruikt met een 4-punts kanteljuk (art.nr: 92441, 92442 of 92443) in combinatie met de korte aansluitlus (art. nr: 56206).



Railrollers



Railroller Adapter



Aansluithaak



Aansluitlus



Distance straps



Cosmos Trolley,
art nr 70347

Jukken

Lussen tilband



Tweepunts	L: 35cm	art. nr: 56160
	L: 45cm	art. nr: 56170
	L: 55cm	art. nr: 56180
Driepunts	L/B: 48 cm	art. nr: 56190
Vierpunts	L:55 cm * B:37 cm	art. nr: 56195

Railrollers

Railroller	art. nr: 56200
Railroller met In-Rail Charging	art. nr: 56202
Railroller Adapter**	art. nr: 56201
Aansluithaak voor andere railrollers	art. nr: 56203
Aansluitlus voor andere railrollers	art. nr: 56204 (lang) art. nr: 56206 (kort)

Distance straps

Biedt de mogelijkheid om de lift op lagere hoogtes te kunnen gebruiken. Verkrijgbaar in 9 verschillende lengtes. Andere lengtes zijn op aanvraag beschikbaar.	L: 20 cm	art. nr: 94042-200
	L: 30 cm	art. nr: 94042-300
	L: 40 cm	art. nr: 94042-400
	L: 50 cm	art. nr: 94042-500
	L: 60 cm	art. nr: 94042-600
	L: 70 cm	art. nr: 94042-700
	L: 80 cm	art. nr: 94042-800
	L: 90 cm	art. nr: 94042-900
	L: 100 cm	art. nr: 94042-1000

*Landcodes: AU-Australië, GB-Verenigd Koninkrijk, EU-Europa, JP-Japan, NA-Noord-Amerika,

** Te gebruiken met railrollers van Human Care, ontwikkeld voor andere railsystemen.

